

Zakroczym, dnia 21.03.2023 r.

Uczestnicy rozeznania rynku

Dotyczy: rozeznania rynku na dostawę szkła laboratoryjnego miarowego klasy A z dnia 16.03.2023r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 20.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1.:

„Zwracam się z zapytaniem odnośnie jednej pojemności kolb:

Odnośnie kolb o pojemności 20 ml- pozycje nr 2 w pkt II.5 w zapytaniach COMBO i TRIO:

Wedle specyfikacji wiodących producentów szkła borokrzemianowego 3.3 lub DURAN® dla pojemności kolb miarowych 20 ml występuje tolerancja objętości nie większa niż $\pm 0,04$ ml.

Prosimy o dopuszczenie tej wartości zamiast $\pm 0,03$ ml.”

Odpowiedź:

„Na rynku są dostępne kolby klasy A z tolerancją $\pm 0,03$ ml. Jeśli mają Państwo w ofercie szkło z innymi parametrami, proszę o zaznaczenie tej rozbieżności w ofercie.”